

イムノクロマト用メンブレン

Lateral Flow Membrane



イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに使用するメンブレンです。

特長

蛋白質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに最適。6種類の吸水時間、およびテスト用サンプルをラインナップ。

仕様

品名	IAB075	IAB090	IAB120	IAB135	IAB180	IAB240
材質	メンブレン セルロース混合エステル					
	バックング材 ポリエチレンテレフタレート					
吸水時間(秒/40mm) ^{※1}	75	90	120	135	180	240
厚さ(μm) ^{※2}	220					

※1 メンブレンの一端を純水中に立て、40mm吸い上がるまでの時間。
※2 バックング材を含みます。

用途

以下に代表される分野のイムノクロマト法を用いた検査キット

- 感染症、癌マーカーなどの POCT 検査キット
- 妊娠検査、排卵日検査の OTC 検査キット
- 食品検査におけるアレルギー検査キット



価格

品名	入数	価格
IAB075 25mm×100m	1本	¥68,000
IAB090 25mm×100m		
IAB120 25mm×100m		
IAB135 25mm×100m		
IAB180 25mm×100m		
IAB240 25mm×100m		

● その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

角判

品名	入数	価格
IAB075 210mm×297mm	25枚	¥59,300
IAB090 210mm×297mm		
IAB120 210mm×297mm		
IAB135 210mm×297mm		
IAB180 210mm×297mm		
IAB240 210mm×297mm		

● その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

サンプル

品名	入数	価格
IAB075 210mm×297mm サンプル	2枚	¥8,000
IAB090 210mm×297mm サンプル		
IAB120 210mm×297mm サンプル		
IAB135 210mm×297mm サンプル		
IAB180 210mm×297mm サンプル		
IAB240 210mm×297mm サンプル		
IAB 4SET 210mm×297mm	4品種 [※] 各2枚	¥25,000

※ IAB090、120、135、180 の4品種。

● その他の寸法をご要望の際は、ご照会ください。

お問合先

株式会社 トーアサイエンス
TOA SCIENCE

本社・宮崎支店

〒880-0801 宮崎市老松二丁目3番25号
TEL:0985-24-5733 / FAX:0985-24-4299
<http://www.toascience.co.jp/>

ADVANTEC®
Toward the Future of Science

販売元 アドバンテック東洋株式会社

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・
横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・
岡山・広島・徳山・徳島・高松・北九州・福岡・大分

出張所 盛岡

製造元 東洋濾紙株式会社

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>